


Beispiel für geeignetes Transport-System für respiratorische Abstriche

Abstriche zum Nachweis von Viren

FLOQSwabs, Fa. Copan (Vertrieb Mast Diagnostica, Nr. 80502CS). In der Uniklinik über SRM (Gesamtkatalog UKK) bestellbar: SAP-Nr. 770436 (100 Stück/Packung)



Transportmedium für Abstriche zum Nachweis von Viren



UTM-RT Transport Medium für Viren (3 ml), Fa. Copan (Vertrieb Mast Diagnostica, Nr. 80330C). In der Uniklinik über SRM (Gesamtkatalog UKK) bestellbar: SAP-Nr. 777285 (50 Stück/Packung)

Nach Abnahme verbleibt der an der rot markierten Sollbruchstelle abgebrochene **Tupfer** für den Versand **im UTM-RT Transport Medium**.

Dieses Transportmedium ist für alle Viren außer HPV geeignet.