



Institut für Virologie • Fürst-Pückler-Str. 56 • 50935 Köln

An

Alle Einsender

Institut für Virologie

Direktor: Prof. Dr. med. F. Klein
Fürst-Pückler-Str. 56
50935 Köln

Prof. Dr. med. Ulrike Wieland

Telefon: +49 221 478 85810/01
Telefax: +49 221 478 85801
ulrike.wieland@uni-koeln.de

Köln, 02.03.2018

Abstriche zum Nachweis respiratorischer Viren/Influenza

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte benutzen Sie zum Nachweis respiratorischer Viren, wie z.B. Influenzaviren, aus Abstrichen vorzugsweise (tiefe) **Nasenabstriche**, da für respiratorische Viren die Nachweisraten in Nasenabstrichen höher als in Rachenabstrichen sind. Bitte benutzen Sie wegen reduzierter Sensitivität **KEINE** Gelabstriche, sondern **flüssiges Transportmedium**.

Ein geeignetes Transportmedium ist **UTM-RT Transport Medium für Viren** (3 ml), Fa. Copan (Vertrieb Mast Diagnostica, Nr. 80330C, in der Uniklinik über SRM bestellbar: SAP-Nr. 777285, 50 Stk/Pck).

Geeignete Tupfer für die Abnahme der Abstriche sind **FLOQSwabs**, Fa. Copan (Vertrieb Mast Diagnostica, Nr. 80516C, über SRM bestellbar: SAP-Nr. 685233, 100 Stk/Pck).

Nach Abnahme verbleiben die Tupfer im Transportmedium. Abbildungen der Tupfer und des Transportmediums finden Sie im Anhang.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. med. Ulrike Wieland


Univ.-Prof. Dr. med. Florian Klein

Abstriche zum Nachweis von Viren

FLOQSwabs, Fa. Copan (Vertrieb Mast Diagnostica, Nr. 80516C). In der Uniklinik über SRM (Gesamtkatalog UKK) bestellbar: SAP-Nr. 685233 (100 Stück/Packung)



Transportmedium für Abstriche zum Nachweis von Viren



UTM-RT Transport Medium für Viren (3 ml), Fa. Copan (Vertrieb Mast Diagnostica, Nr. 80330C). In der Uniklinik über SRM (Gesamtkatalog UKK) bestellbar: SAP-Nr. 777285 (50 Stück/Packung)

Nach Abnahme verbleibt der an der rot markierten Sollbruchstelle abgebrochene **Tupfer** für den Versand **im UTM-RT Transport Medium**.

Dieses Transportmedium ist für alle Viren außer HPV geeignet.



Für **Humane Papillomviren** (HPV) benutzen Sie bitte unser „**Transportmedium HPV**“ (bei uns telefonisch, per FAX oder E-Mail anforderbar).

Diagnostik-Sekretariat des Instituts für Virologie der Uniklinik Köln
Tel. 0221 - 478 858 03, FAX 478 858 04, virologie@uk-koeln.de